

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Granges, 9 Mars 2016

### **Chirurgie guidée Thommen – doubles douilles de guidage StecoGuide désormais compatibles avec les VECTOdrill™ Thommen! Forage guidé, avec le même protocole de forage éprouvé et précis**

*En collaboration avec la société Steco-System-Technik (Hambourg, Allemagne), Thommen Medical AG (Granges, Suisse) lance les doubles douilles de guidage StecoGuide pour implants Thommen. Outre le forage pilote, le guidage des principales séquences de forage est désormais possible avec le même protocole de forage.*

Le système à doubles douilles de guidage StecoGuide spécialement adapté à la géométrie du foret VECTOdrill de Thommen permet un guidage séquentiel des principales étapes de forage. Le système comprend une douille extérieure et deux douilles s'intérieures qui s'intègrent parfaitement dans le protocole de forage existant. Le contrôle de la profondeur est toujours réalisé avec le marquage laser du foret VECTOdrill. Les douilles StecoGuide bleues pour implants Thommen sont intégrées dans les systèmes courants de planification (exemple : 3Shape ImplantStudio, Swissmeda SMOP).

Les doubles douilles de guidage StecoGuide font partie d'un système universel de guidage du forage indépendant du fabricant. Les doubles gaines StecoGuide pour implants Thommen peuvent être demandées directement auprès de Steco (Tél. +49 40 5577810 ; [info@steco.de](mailto:info@steco.de))



#### **Contact**

Thommen Medical AG  
Neckarsulmstrasse 28  
CH-2540 Grenchen  
Tel. +41 61 965 90 20  
Fax +41 61 965 90 21  
[presse@thommenmedical.com](mailto:presse@thommenmedical.com)  
[www.thommenmedical.com](http://www.thommenmedical.com)

<http://www.thommenmedical.com/fr/tlchargements/mdia/communiqu-de-presse.html>

#### **A propos de Thommen Medical**

Thommen Medical est un designer et fabricant suisse de systèmes d'implants dentaires avec une réputation unique de précision suisse, d'innovation et de design fonctionnel. Nous développons des produits de très grande qualité pour satisfaire les standards élevés de nos

clients en matière de sécurité, d'esthétique et de sophistication. Parallèlement à Thommen Implant System, nous offrons également des solutions de biomatériaux pour la régénération osseuse et tissulaire.

Le quartier général mondial de Thommen Medical se situe à Granges (Grenchen), en Suisse. La production du Thommen Implant System se fait à l'usine de fabrication de Thommen également à Granges. A ce jour, Thommen Medical a des filiales en Suisse, Allemagne, Autriche, Etats-Unis et Canada. Sur les autres principaux marchés européens, asiatiques et du moyen orient, des partenaires de distribution représentent Thommen Medical.

Deux groupes d'investissement privés et Novartis possèdent la majorité des parts de la société.