

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Granges, 12 Mars 2018

Réalisez vos piliers individualisés au laboratoire

Les nouveaux piliers de fraisage CAD/CAM type II de Thommen Medical permettent de réaliser des piliers individualisés au laboratoire avec le parc de machines existant. Les piliers de fraisage CAD/CAM de type II sont désormais disponibles sur les plateformes de 3,5 à 6,0 mm.

Les piliers de fraisage CAD/CAM type II sont utilisés avec les porte-piliers PreFace® pour la fabrication de piliers en titane individualisés. Les piliers de fraisage permettent aussi de réaliser des couronnes télescopes ainsi que des piliers parallélisés pour les bridges scellés. Les nouveaux piliers de fraisage sont désormais disponibles en kit contenant la vis d'abutment. Les bibliothèques de CAD sont disponibles à l'adresse www.thommenmedical.com. Pour plus de détails sur les nouveaux piliers de fraisage CAD/CAM de type II, consultez le mode d'emploi correspondant.

Les piliers de fraisage CAD/CAM de type II sont usinés sur le porte-pilier original PreFace Medentika®, dans une fraiseuse adaptée. Les porte-piliers PreFace peuvent être commandés directement auprès du fabricant de machines. Des conseils d'utilisation du porte-pilier PreFace Medentika® sont disponibles auprès de votre fabricant de machines.

Fraiseuses compatibles:

- Datron D5®
- DC1/DC5® de Dental Concept
- imes-icore®
- Cobra Mill® de MB Maschinen
- PFM 24 mediMill® de Primacon
- R+K®
- RXD® de Rödgers
- VHF®
- Gamma 202® de Wissner



Contact

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
presse@thommenmedical.com
www.thommenmedical.com

Le communiqué de presse est disponible :

<http://www.thommenmedical.com/fr/tlchargements/mdia/communiqu-de-presse.html>

A propos de Thommen Medical

Thommen Medical est le concepteur et fabricant suisse d'un système d'implants dentaires réputé pour son incroyable précision et son design performant. Nous sommes les héritiers de plus de 30 ans de précision, innovation et fonctionnalité suisses qui ont forgé la base de nos produits. De haute qualité et cependant faciles à utiliser, nos produits fournissent des résultats prévisibles, esthétiques et sans compromis. Le siège social et le site de production privé de Thommen Medical se trouvent à Granges,



Suisse, haut lieu de la fabrication de précision suisse. Thommen Medical est une société internationale qui compte des filiales et des distributeurs dans le monde entier.