

## PRESSEMITTEILUNG

Grenchen, 31.10.2019

### Dynamic Tibase® für Thommen Medical

#### Flexibel und unabhängig in der Wahl der Befestigung

Lassen Sie nicht mehr die Implantat Achse Ihre Befestigungsmöglichkeit bestimmen, sondern entscheiden Sie selbst. Die am 01.11.2019 neu eingeführte Dynamic Tibase® eignet sich hervorragend für ästhetisch anspruchsvolle verschraubte Versorgung.


Mit der Dynamic Tibase® ist es möglich, die Orientierung des Schraubenkanals bis 35° abweichend von der Implantat Achse zu gestalten. Somit können Sie verschraubte Versorgung auch in Situationen einsetzen, die bisher nur mit einer zementierten Lösung versorgt werden konnten.

Für den digitalen Arbeitsablauf stehen CAD/CAM Bibliotheken zur Verfügung. Besuchen Sie hierzu [www.thommenmedical.com](http://www.thommenmedical.com)


3shape  exocad  dental wings 



Knochensituation



Idealposition



Lösung  
**Dynamic Tibase®**  
Ti-Legierung, anodisiert

## **Kontakt**

Thommen Medical AG  
Neckarsulmstrasse 28  
CH-2540 Grenchen  
Tel. +41 61 965 90 20  
Fax +41 61 965 90 21  
presse@thommenmedical.com  
www.thommenmedical.com

Die Presseinformation finden Sie auch online:

<http://www.thommenmedical.com>

## **Über Thommen Medical**

Thommen Medical ist ein Schweizer Designer und Hersteller eines dentalen Implantatsystems, das für unglaubliche Präzision und beeindruckendes Design bekannt ist. Wir sind einzigartig und können auf mehr als 30 Jahre Schweizer Präzision, Innovation und funktionales Design zurückblicken, die die Basis für unsere Produkte bilden. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und doch einfach anzuwenden und liefern vorhersehbare ästhetische Resultate ohne Kompromisse. Der Hauptsitz von Thommen Medical und die eigene Fertigungsstätte befinden sich in Grenchen in der Schweiz. Dieser Standort ist das Herz der Schweizer Präzisionsfertigung. Thommen Medical ist ein internationales Unternehmen mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern auf der ganzen Welt.