

LA PROTHESE THOMMEN.

«UN CONCEPT
SIMPLE, BIEN PENSE
ET COMPLET.»

DR U. GRUNDER,
ZURICH-ZOLLIKON



reddot design award
winner 2011

Des clés à cliquet dynamométrique exceptionnelles,
au design ergonomique.



Optimisées,
pour travailler plus efficacement.



PLUS DE 35 ANS D'EXPERIENCE ET D'INNOVATION

- **La connexion éprouvée Thommen** est totalement compatible avec l'ensemble des éléments prothétiques.
- **CAD/CAM de qualité Thommen** réalisés par des centres de fraisage autorisés.
- **Une conception fonctionnelle et esthétique des surfaces occlusales** grâce au canal de la vis le plus étroit au monde.
- **Pas de desserrage de la vis** grâce à une assise de vis conique.

THOMMEN MEDICAL AG

Neckarsulmstrasse 28 | 2540 Grenchen | Suisse
Tel. +41 32 644 30 20 | Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.com

SUCCURSALES NATIONALES/DISTRIBUTEURS NATIONAUX

USA/Canada

Thommen Medical USA L.L.C.
1375 Euclid Avenue | Suite 450 | Cleveland OH 44115 | USA
Tel. +1 866 319 9800 (toll free) | Fax +1 216 583 9801
info.us@thommenmedical.com
orders.us@thommenmedical.com

FRANCE

Thommen Medical France
Le PARK, Bâtiment B | 1 Rue Charles Cordier
77164 Ferrières-en-Brie | France
Tél. +33 1 83 64 06 35 | Fax +33 3 89 33 52 53
infos@thommenmedical.fr

SUISSE

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28 | 2540 Granges | Suisse
Tél. +41 32 644 30 20 | Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.ch



«PLUS FACILE POUR LE
DENTISTE ET LE PROTHESISTE -
UN PLUS CERTAIN POUR
LES PATIENTS.»

DR K. MEYENBERG,
ZURICH



LA PROTHESE THOMMEN



«DE NOUVELLES OPTIONS
PROTHETIQUES S'OUVRENT A MOI.»


DR O. ZUHR,
MUNICH

INGENIEUX.


DES POSSIBILITES PROTHETIQUES INEGALEES




La plus petite vis de pilier pour...



...une conception optimale de la surface d'occlusion



...un support anatomique maximisé




...davantage de sécurité grâce à une protection intégrée

PERFORMANTE.

POUR L'INTEGRALITE DE LA PROCEDURE DE TRAVAIL PROTHETIQUE

Prise d'empreinte
En analogique comme en numérique




Gestion des tissus mous
Pré-usinés et adaptables à toutes les situations cliniques, même pour les prothèses provisoires



Scellé
Compensation des divergences jusqu'à 40°




Vissé
Flexibilité grâce à un vaste choix



Overdenture
Intégration sans stress de la prothèse grâce à un système intégralement modulable



Vissé et scellé
Pour un résultat particulièrement esthétique, et ce également dans la région antérieure



A LA POINTE DE SON TEMPS.

EFFICACITE NUMERIQUE

Le sceau de qualité dont bénéficient nos partenaires qualifiés qui assurent l'usinage



Bridges CAD/CAM au niveau de l'implant



Barres CAD/CAM au niveau de l'implant



Le sceau de qualité dont bénéficient les produits médicaux Thommen originaux



Piliers unitaires CAD/CAM au niveau de l'implant



Piliers individualisés sur base titane CAD/CAM



Bridges individualisés sur base titane CAD/CAM

